


Primado Series
Cutting Accessories




NSK

Attachment/Bur Compatibility Table




スリムアタッチメント300

スリムチューブ		バー	
製品番号	種類	製品番号*	識別ライン
P300-1T110 P300-1T110-C P300-1T110-PB	110	PDS-1□□110-□□	
P300-1T130 P300-1T130-C P300-1T130-PB	130	PDS-1□□130-□□	
P300-1T170	170	PDS-1□□170-□□	
P300-1T240	240	PDS-1□□240-□□	






スタンダードアタッチメント300

アタッチメント		バー	
製品番号	種類	製品番号*	識別ライン
P300-2S10 P300-2S20 P300-2S40 P300-2S60 P300-2S80	ユニバーサル レングス	PDS-2□□UL-□□	
P300-2A10 P300-2A20 P300-2A40 P300-2A60 P300-2A80			




スリムアタッチメント200/スーパースリムアタッチメント200

アタッチメント		バー	
製品番号	種類	製品番号*	識別ライン
P200-1A135	L	PDS-1□□135-□□	
P200-1A155 P200-1A155-C	EL	PDS-1□□155-□□	
P200-1A175 P200-1A175-C	SL	PDS-1□□175-□□	
P200-RA330 P200-RA330-L	SPL	PDS-1□□330-□□	識別ラインなし

スタンダードアタッチメント200

アタッチメント		バー	
製品番号	種類	製品番号*	識別ライン
P200-2SMS P200-2AMS	MS	PDS-2□□MS-□□	
P200-2SES P200-2AES	ES	PDS-2□□ES-□□	
P200-2SS P200-2AS	S	PDS-2□□S-□□	
P200-2SM P200-2AM	M	PDS-2□□M-□□	
P200-2SL P200-2AL	L	PDS-2□□L-□□	

ハイスピードアタッチメント200

アタッチメント		バー	
製品番号	種類	製品番号*	識別ライン
P200-3GAS	S	PDS-3□□S-□□	
P200-3GAM	M	PDS-3□□M-□□	
P200-3GAL	L	PDS-3□□L-□□	

*□は製品番号に含まれるアルファベットまたは数字を示しています。

Contents

お手持ちのアタッチメントシリーズから適応するカッティングアクセサリを検索することができます。

スリムアタッチメント300	P300-1AHS P300-1AHA	P300-1T110 P300-1T110-C P300-1T110-PB	P300-1T130 P300-1T130-C P300-1T130-PB	P300-1T170 P300-1T240		
スタンダードアタッチメント300	P300-2S10 P300-2S20 P300-2S40	P300-2S60 P300-2S80	P300-2A10 P300-2A20 P300-2A40	P300-2A60 P300-2A80		
スリムアタッチメント200	P200-1A135 P200-1A155 P200-1A175	P200-1A155-C P200-1A175-C				
スーパースリムアタッチメント200 スーパースリムアタッチメント	P200-RA330 P200-RA330-L	PD-RA330 PD-RA330-L				
スタンダードアタッチメント200 スタンダードアタッチメント	P200-2SMS P200-2SES P200-2SS	P200-2SM P200-2SL	P200-2AMS P200-2AES P200-2AS	P200-2AM P200-2AL	PD-2SES PD-2SS PD-2SM	PD-2AES PD-2AS PD-2AM PD-2AL
ドリルアタッチメント200 ドリルアタッチメント	P200-2SD	PD-2SD PD-2AD				
ハイスピードアタッチメント200	P200-3GAS P200-3GAM P200-3GAL					
クラニオトームアタッチメント200 クラニオトームアタッチメント	P200-CRA P200-CRD-P P200-CRD-M P200-CRD-L	P200-RCRD-P P200-RCRD-M P200-RCRD-L	PD-CRA PD-CRD-P PD-CRD-M PD-CRD-L			
メタルカッティングアタッチメント200	P200-3MC					
レシプロケーティングソーアタッチメント	P200-REC	PD-SA-R				
サジタルソーアタッチメント	P200-SAG	PD-SA-S				
オシレートソーアタッチメント	P200-OSC					

Rotary Instruments

スリムアタッチメント300用バー

1ラウンドダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ			
	110	130	170	240
2.0	PDS-1RD110-20	PDS-1RD130-20	—	—
3.0	PDS-1RD110-30	PDS-1RD130-30	—	PDS-1RD240-30
3.5	—	—	PDS-1RD170-35	—
4.0	PDS-1RD110-40	PDS-1RD130-40	PDS-1RD170-40	PDS-1RD240-40
4.5	—	—	—	PDS-1RD240-45
5.0	—	—	PDS-1RD170-50	PDS-1RD240-50

1ラウンドコースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ			
	110	130	170	240
2.0	PDS-1RCD110-20	PDS-1RCD130-20	—	—
3.0	PDS-1RCD110-30	PDS-1RCD130-30	—	PDS-1RCD240-30
3.5	—	—	PDS-1RCD170-35	—
4.0	PDS-1RCD110-40	PDS-1RCD130-40	PDS-1RCD170-40	PDS-1RCD240-40
4.5	—	—	—	PDS-1RCD240-45
5.0	PDS-1RCD110-50	PDS-1RCD130-50	PDS-1RCD170-50	PDS-1RCD240-50

1マッチヘッドダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ	
	110	130
2.0	PDS-1MHD110-20	PDS-1MHD130-20
3.0	PDS-1MHD110-30	PDS-1MHD130-30
4.0	PDS-1MHD110-40	PDS-1MHD130-40

1マッチヘッドコースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ	
	110	130
3.0	PDS-1MHCD110-30	PDS-1MHCD130-30
4.0	PDS-1MHCD110-40	PDS-1MHCD130-40

1RTダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ	
	110	130
4.5	PDS-1RTD110-45	PDS-1RTD130-45

1RTコースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ	
	110	130
4.5	PDS-1RTCD110-45	PDS-1RTCD130-45

Rotary Instruments

スリムアタッチメント300用バー

1ラウンドフルーテッドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ			
	110	130	170	240
3.0	PDS-1RF110-30	PDS-1RF130-30	—	—
3.5	—	—	PDS-1RF170-35	—
4.0	PDS-1RF110-40	PDS-1RF130-40	PDS-1RF170-40	PDS-1RF240-40

1マッチヘッドフルーテッドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ	
	110	130
2.5	PDS-1MHF110-25	PDS-1MHF130-25
3.0	PDS-1MHF110-30	PDS-1MHF130-30

Rotary Instruments

スタンダードアタッチメント300用バー

2ラウンドダイヤモンドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
0.6	PDS-2RDUL-06
2.0	PDS-2RDUL-20
2.5	PDS-2RDUL-25
3.0	PDS-2RDUL-30
3.5	PDS-2RDUL-35
4.0	PDS-2RDUL-40
5.0	PDS-2RDUL-50
6.0	PDS-2RDUL-60

2ラウンドコースダイヤモンドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
1.0	PDS-2RCDUL-10
1.5	PDS-2RCDUL-15
2.0	PDS-2RCDUL-20
2.5	PDS-2RCDUL-25
3.0	PDS-2RCDUL-30
4.0	PDS-2RCDUL-40
5.0	PDS-2RCDUL-50
6.0	PDS-2RCDUL-60
7.0	PDS-2RCDUL-70

2ラウンドEコースダイヤモンドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
3.0	PDS-2RECDUL-30
4.0	PDS-2RECDUL-40
5.0	PDS-2RECDUL-50
6.0	PDS-2RECDUL-60
7.0	PDS-2RECDUL-70

2ラウンドSコースダイヤモンドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
3.0	PDS-2RSCDUL-30
4.0	PDS-2RSCDUL-40
5.0	PDS-2RSCDUL-50
6.0	PDS-2RSCDUL-60

2マッチヘッドコースダイヤモンドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
2.0	PDS-2MHCDUL-20
3.0	PDS-2MHCDUL-30
4.0	PDS-2MHCDUL-40

2パレルダイヤモンドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
3.0	PDS-2BCDUL-30
5.0	PDS-2BCDUL-50

Rotary Instruments

スタンダードアタッチメント300用バー

2ラウンドフルーテッドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
1.0	PDS-2RFUL-10
1.5	PDS-2RFUL-15
2.0	PDS-2RFUL-20
2.5	PDS-2RFUL-25
3.0	PDS-2RFUL-30
3.5	PDS-2RFUL-35
4.0	PDS-2RFUL-40
5.0	PDS-2RFUL-50
6.0	PDS-2RFUL-60
7.0	PDS-2RFUL-70
8.8	PDS-2RFUL-88

2クワッドエッジバーUL*



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
3.0	PDS-2QEUL-30
4.0	PDS-2QEUL-40
5.0	PDS-2QEUL-50
6.0	PDS-2QEUL-60

2マッチヘッドフルーテッドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
1.8	PDS-2MHFUL-18
2.2	PDS-2MHFUL-22
3.0	PDS-2MHFUL-30

2エッグフルーテッドバーUL




ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
4.0	PDS-2EFUL-40
6.0	PDS-2EFUL-60

2シリンダーバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
5.0	PDS-2CYUL-50
6.0	PDS-2CYUL-60

2エコーンバーUL*



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
5.0	PDS-2AUL-50
6.0	PDS-2AUL-60
7.5	PDS-2AUL-75

2ルーターバーUL*



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
1.3	PDS-2RUL-13

2ワイヤーバードリルUL*



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
1.0	PDS-2WUL-10
1.2	PDS-2WUL-12
1.5	PDS-2WUL-15

*バーの露出長は調節できません

Rotary Instruments

スリムアタッチメント200用バー

1ダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	L	EL	SL
2.0	PDS-1D135-20	PDS-1D155-20	PDS-1D175-20
3.0	PDS-1D135-30	PDS-1D155-30	PDS-1D175-30
4.0	PDS-1D135-40	PDS-1D155-40	PDS-1D175-40

1コースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	L	EL	EL Extended	SL	SL Extended
2.0	PDS-1CD135-20	PDS-1CD155-20	PDS-1CD155-20E	PDS-1CD175-20	PDS-1CD175-20E
3.0	PDS-1CD135-30	PDS-1CD155-30	PDS-1CD155-30E	PDS-1CD175-30	PDS-1CD175-30E
4.0	PDS-1CD135-40	PDS-1CD155-40	—	PDS-1CD175-40	—

Extended バーの露出長が+6mmとなります

1ニューロダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	L	EL	SL
2.0	PDS-1ND135-20	PDS-1ND155-20	PDS-1ND175-20
3.0	PDS-1ND135-30	PDS-1ND155-30	PDS-1ND175-30
4.0	PDS-1ND135-40	PDS-1ND155-40	PDS-1ND175-40

1ニューロコースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	L	EL	SL
2.0	PDS-1NCD135-20	PDS-1NCD155-20	PDS-1NCD175-20
3.0	PDS-1NCD135-30	PDS-1NCD155-30	PDS-1NCD175-30
4.0	PDS-1NCD135-40	PDS-1NCD155-40	PDS-1NCD175-40

1ラウンドカuttingバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント	
	EL	SL
2.0	PDS-1C155-20	PDS-1C175-20
3.0	PDS-1C155-30	PDS-1C175-30
4.0	PDS-1C155-40	PDS-1C175-40

1マッチヘッドカuttingバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント	
	EL	SL
2.5	PDS-1MHC155-25	PDS-1MHC175-25
3.0	PDS-1MHC155-30	PDS-1MHC175-30

スーパースリムアタッチメント200 スーパースリムアタッチメント用バー

1ダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	SPL
2.0	PDS-1D330-20
2.5	PDS-1D330-25
3.0	PDS-1D330-30
3.5	PDS-1D330-35

1コースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	SPL
2.0	PDS-1CD330-20
2.5	PDS-1CD330-25
3.0	PDS-1CD330-30
3.5	PDS-1CD330-35

Rotary Instruments

スタンダードアタッチメント200・スタンダードアタッチメント用バー

2ダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	MS	ES	S	M	L
0.6	PDS-2DMS-06	PDS-2DES-06	PDS-2DS-06	—	—
1.0	PDS-2DMS-10	PDS-2DES-10	PDS-2DS-10	PDS-2DM-10	—
1.5	PDS-2DMS-15	PDS-2DES-15	PDS-2DS-15	—	—
2.0	PDS-2DMS-20	PDS-2DES-20	PDS-2DS-20	PDS-2DM-20	PDS-2DL-20
3.0	PDS-2DMS-30	PDS-2DES-30	PDS-2DS-30	PDS-2DM-30	PDS-2DL-30
4.0	PDS-2DMS-40	PDS-2DES-40	PDS-2DS-40	PDS-2DM-40	PDS-2DL-40
5.0	PDS-2DMS-50	PDS-2DES-50	PDS-2DS-50	PDS-2DM-50	PDS-2DL-50
6.0	PDS-2DMS-60	PDS-2DES-60	PDS-2DS-60	PDS-2DM-60	PDS-2DL-60
7.0	PDS-2DMS-70	PDS-2DES-70	PDS-2DS-70	PDS-2DM-70	PDS-2DL-70

2コースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	MS	ES	S	M	L
1.0	PDS-2CDMS-10	PDS-2CDES-10	PDS-2CDS-10	—	—
1.5	PDS-2CDMS-15	PDS-2CDES-15	PDS-2CDS-15	—	—
2.0	PDS-2CDMS-20	PDS-2CDES-20	PDS-2CDS-20	PDS-2CDM-20	PDS-2CDL-20
3.0	PDS-2CDMS-30	PDS-2CDES-30	PDS-2CDS-30	PDS-2CDM-30	PDS-2CDL-30
4.0	PDS-2CDMS-40	PDS-2CDES-40	PDS-2CDS-40	PDS-2CDM-40	PDS-2CDL-40
5.0	PDS-2CDMS-50	PDS-2CDES-50	PDS-2CDS-50	PDS-2CDM-50	PDS-2CDL-50
6.0	PDS-2CDMS-60	PDS-2CDES-60	PDS-2CDS-60	PDS-2CDM-60	PDS-2CDL-60
7.0	PDS-2CDMS-70	PDS-2CDES-70	PDS-2CDS-70	PDS-2CDM-70	PDS-2CDL-70

2コースダイヤモンドバー / エクステンド



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント			
	ES Extended	S Extended	M Extended	L Extended
1.0	PDS-2CDES-10E	—	—	—
1.5	PDS-2CDES-15E	—	—	—
2.0	—	PDS-2CDS-20E	PDS-2CDM-20E	PDS-2CDL-20E
3.0	—	PDS-2CDS-30E	PDS-2CDM-30E	PDS-2CDL-30E
4.0	—	PDS-2CDS-40E	PDS-2CDM-40E	PDS-2CDL-40E
5.0	—	PDS-2CDS-50E	PDS-2CDM-50E	PDS-2CDL-50E

Extendedバーの露出長が+10mmとなります

2Eコースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	MS	ES	S	M	L
3.0	PDS-2ECDMS-30	PDS-2ECDES-30	PDS-2ECDS-30	PDS-2ECDM-30	PDS-2ECDL-30
4.0	PDS-2ECDMS-40	PDS-2ECDES-40	PDS-2ECDS-40	PDS-2ECDM-40	PDS-2ECDL-40
5.0	PDS-2ECDMS-50	PDS-2ECDES-50	PDS-2ECDS-50	PDS-2ECDM-50	PDS-2ECDL-50
6.0	PDS-2ECDMS-60	PDS-2ECDES-60	PDS-2ECDS-60	PDS-2ECDM-60	PDS-2ECDL-60
7.0	PDS-2ECDMS-70	—	—	—	—

Rotary Instruments

スタンダードアタッチメント200・スタンダードアタッチメント用バー

2Sコースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	MS	ES	S	M	L
3.0	PDS-2SCDMS-30	PDS-2SCDES-30	PDS-2SCDS-30	PDS-2SCDM-30	PDS-2SCDL-30
4.0	PDS-2SCDMS-40	PDS-2SCDES-40	PDS-2SCDS-40	PDS-2SCDM-40	PDS-2SCDL-40
5.0	PDS-2SCDMS-50	PDS-2SCDES-50	PDS-2SCDS-50	PDS-2SCDM-50	PDS-2SCDL-50
6.0	PDS-2SCDMS-60	PDS-2SCDES-60	PDS-2SCDS-60	PDS-2SCDM-60	PDS-2SCDL-60

2ラウンドカッティングバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	MS	ES	S	M	L
1.0	PDS-2CMS-10	PDS-2CES-10	PDS-2CS-10	PDS-2CM-10	—
2.0	PDS-2CMS-20	PDS-2CES-20	PDS-2CS-20	PDS-2CM-20	PDS-2CL-20
3.0	PDS-2CMS-30	PDS-2CES-30	PDS-2CS-30	PDS-2CM-30	PDS-2CL-30
4.0	PDS-2CMS-40	PDS-2CES-40	PDS-2CS-40	PDS-2CM-40	PDS-2CL-40
5.0	PDS-2CMS-50	PDS-2CES-50	PDS-2CS-50	PDS-2CM-50	PDS-2CL-50
6.0	PDS-2CMS-60	PDS-2CES-60	PDS-2CS-60	PDS-2CM-60	PDS-2CL-60
7.0	PDS-2CMS-70	PDS-2CES-70	PDS-2CS-70	PDS-2CM-70	PDS-2CL-70

2カーバイドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	MS	ES	S	M	L
2.0	PDS-2CBMS-20	PDS-2CBES-20	PDS-2CBS-20	PDS-2CBM-20	PDS-2CBL-20
3.0	PDS-2CBMS-30	PDS-2CBES-30	PDS-2CBS-30	PDS-2CBM-30	PDS-2CBL-30
4.0	PDS-2CBMS-40	PDS-2CBES-40	PDS-2CBS-40	PDS-2CBM-40	PDS-2CBL-40
5.0	PDS-2CBMS-50	PDS-2CBES-50	PDS-2CBS-50	PDS-2CBM-50	PDS-2CBL-50
6.0	PDS-2CBMS-60	PDS-2CBES-60	PDS-2CBS-60	PDS-2CBM-60	PDS-2CBL-60
7.0	PDS-2CBMS-70	PDS-2CBES-70	PDS-2CBS-70	PDS-2CBM-70	PDS-2CBL-70

2ニューロバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	MS	ES	S	M	L
1.8	PDS-2NMS-18	PDS-2NES-18	PDS-2NS-18	PDS-2NM-18	PDS-2NL-18
2.2	PDS-2NMS-22	PDS-2NES-22	PDS-2NS-22	PDS-2NM-22	PDS-2NL-22
3.0	PDS-2NMS-30	PDS-2NES-30	PDS-2NS-30	PDS-2NM-30	PDS-2NL-30

Rotary Instruments

スタンダードアタッチメント200・スタンダードアタッチメント用バー

2エッグバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	MS	ES	S
4.0	PDS-2EMS-40	PDS-2EES-40	PDS-2ES-40
6.0	PDS-2EMS-60	PDS-2EES-60	PDS-2ES-60

2バレルバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	MS	ES	S
4.0	PDS-2BMS-40	PDS-2BES-40	PDS-2BS-40
6.0	PDS-2BMS-60	PDS-2BES-60	PDS-2BS-60

2ピアーバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	MS	ES	S
6.0	PDS-2PMS-60	PDS-2PES-60	PDS-2PS-60

2シリンダーバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	L
5.0	PDS-2CYL-50
6.0	PDS-2CYL-60

2エコーンバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	MS	ES	S
5.0	PDS-2AMS-50	PDS-2AES-50	PDS-2AS-50
6.0	PDS-2AMS-60	PDS-2AES-60	PDS-2AS-60
7.5	PDS-2AMS-75	PDS-2AES-75	PDS-2AS-75

2ルーターバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント	
	MS	ES
1.3	PDS-2RMS-13	PDS-2RES-13

2リンデマンバー



刃長×ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	MS	ES	S
11×2.1	PDS-2LMS-11	PDS-2LES-11	PDS-2LS-11
26×2.3	PDS-2LMS-26	PDS-2LES-26	PDS-2LS-26

2フィッシャーバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	MS	ES	S
1.2	PDS-2FMS-12	PDS-2FES-12	PDS-2FS-12
1.6	PDS-2FMS-16	PDS-2FES-16	PDS-2FS-16
2.1	PDS-2FMS-21	PDS-2FES-21	PDS-2FS-21

2ワイヤーパストリル



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	MS	ES	S
1.0	PDS-2WMS-10	PDS-2WES-10	PDS-2WS-10
1.2	PDS-2WMS-12	PDS-2WES-12	PDS-2WS-12
1.5	PDS-2WMS-15	PDS-2WES-15	PDS-2WS-15

Rotary Instruments

ドリルアタッチメント200・ドリルアタッチメント用バー

2ツイストドリル



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	2SD/2AD
1.0	PDS-2TD-10
1.5	PDS-2TD-15
2.0	PDS-2TD-20

ハイスピードアタッチメント200用バー

3ダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	S	M	M Extended	L	L Extended
1.0	PDS-3DS-10	PDS-3DM-10	—	—	—
2.0	PDS-3DS-20	PDS-3DM-20	PDS-3DM-20E	PDS-3DL-20	PDS-3DL-20E
3.0	PDS-3DS-30	PDS-3DM-30	—	PDS-3DL-30	—
4.0	PDS-3DS-40	PDS-3DM-40	—	PDS-3DL-40	—
5.0	PDS-3DS-50	PDS-3DM-50	—	PDS-3DL-50	—
6.0	PDS-3DS-60	PDS-3DM-60	—	PDS-3DL-60	—
7.0	PDS-3DS-70	PDS-3DM-70	—	PDS-3DL-70	—

Extended バーの露出長が+10mmとなります

3コースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	S	M	M Extended	L	L Extended
2.0	PDS-3CDS-20	PDS-3CDM-20	—	PDS-3CDL-20	—
3.0	PDS-3CDS-30	PDS-3CDM-30	PDS-3CDM-30E	PDS-3CDL-30	PDS-3CDL-30E
4.0	PDS-3CDS-40	PDS-3CDM-40	PDS-3CDM-40E	PDS-3CDL-40	PDS-3CDL-40E
5.0	PDS-3CDS-50	PDS-3CDM-50	PDS-3CDM-50E	PDS-3CDL-50	PDS-3CDL-50E
6.0	PDS-3CDS-60	PDS-3CDM-60	—	PDS-3CDL-60	—
7.0	PDS-3CDS-70	PDS-3CDM-70	—	PDS-3CDL-70	—

Extended バーの露出長が+10mmとなります

3ラウンドカuttingバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	S	M	L
1.0	PDS-3CS-10	PDS-3CM-10	—
2.0	PDS-3CS-20	PDS-3CM-20	PDS-3CL-20
3.0	PDS-3CS-30	PDS-3CM-30	PDS-3CL-30
4.0	PDS-3CS-40	PDS-3CM-40	PDS-3CL-40
5.0	PDS-3CS-50	PDS-3CM-50	PDS-3CL-50
6.0	PDS-3CS-60	PDS-3CM-60	PDS-3CL-60
7.0	PDS-3CS-70	PDS-3CM-70	PDS-3CL-70

3ニューロバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	S	M	L
1.8	PDS-3NS-18	PDS-3NM-18	PDS-3NL-18
2.2	PDS-3NS-22	PDS-3NM-22	PDS-3NL-22
3.0	PDS-3NS-30	PDS-3NM-30	PDS-3NL-30

Rotary Instruments

クラニオトームアタッチメント200

クラニオトームアタッチメント用バー

クラニオトーム用バー



アタッチメント		
P	M	L
PDS-CRA-P	PDS-CRA-M	PDS-CRA-L

ルーターバー



アタッチメント		
P	M	L
PDS-ROU-P	PDS-ROU-M	PDS-ROU-L

ウェーブスパイラルバー



アタッチメント	
M	L
PDS-WSP-M	PDS-WSP-L

メタルカuttingアタッチメント200用バー

メタルカuttingカーバイドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	3MC
1.6	PDS-3MCS-CB16



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	3MC
3.0	PDS-3MCS-CB30

メタルカuttingダイヤモンドディスク




ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	3MC
25.4	PDS-3MCS-DD254

Saw Blades


レシプロブレード

スケール:1/1



PDS-RE-4023


刃長	23.4 mm
厚み	0.38 mm



PDS-RE-4023E


刃長	23.4 mm
厚み	0.38 mm

Extended シャンクの露出長が+10mm
となります



PDS-RE-4028


刃長	28.0 mm
厚み	0.38 mm



PDS-RE-4028E


刃長	28.0 mm
厚み	0.38 mm

Extended シャンクの露出長が+10mm
となります




PDS-RE-4114

刃長	14.5 mm
厚み	0.4 mm




PDS-RE-4127

刃長	27.0 mm
厚み	0.4 mm




PDS-RE-4217

刃長	17.5 mm
厚み	0.4 mm



PDS-RE-4223

刃長	23.0 mm
厚み	0.4 mm




PDS-RE-6127

刃長	27.0 mm
厚み	0.6 mm

Rasps

レシプロラスプ


スケール:1/1



PDS-RE-R011

・ストレートカット


刃長	11.0mm
厚み	5.5mm



PDS-RE-R012

・ストレートカット


刃長	13.0mm
厚み	7.0mm



PDS-RE-R111

・クロスカット

刃長	11.0mm
厚み	5.3mm



PDS-RE-R112


・クロスカット

刃長	13.0mm
厚み	7.0mm

Saw Blades


S/Oブレード

スケール:1/1




PDS-SO-411

有効長	11.5 mm
幅	5.5 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-442

有効長	25.0 mm
幅	9.3 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-412

有効長	11.5 mm
幅	9.0 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-452

有効長	31.0 mm
幅	9.0 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-422

有効長	15.0 mm
幅	7.0 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-453

有効長	39.0 mm
幅	13.2 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-431

有効長	18.0 mm
幅	5.5 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-632

有効長	18.0 mm
幅	9.0 mm
厚み	0.6 mm




PDS-SO-432

有効長	18.0 mm
幅	9.0 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-642

有効長	25.0 mm
幅	9.3 mm
厚み	0.6 mm




PDS-SO-433

有効長	18.5 mm
幅	16.5 mm
厚み	0.4 mm



PDS-SO-653

有効長	39.0 mm
幅	13.2 mm
厚み	0.6 mm





PDS-SO-441

有効長	25.0 mm
幅	5.5 mm
厚み	0.4 mm

Saw Blades



口腔内ブレード

スケール:1/1



PDS-OSC-422*

有効長	7.0 mm
幅	11.5 mm
厚み	0.4 mm



PDS-OSC-432*

有効長	12.0 mm
幅	11.5 mm
厚み	0.4 mm

*口腔内ブレードの取付にはPD-OSC-Aが必要です

索引

製品番号	ページ
PDS-1C155-20	P.07
PDS-1C155-30	P.07
PDS-1C155-40	P.07
PDS-1C175-20	P.07
PDS-1C175-30	P.07
PDS-1C175-40	P.07
PDS-1CD135-20	P.07
PDS-1CD135-30	P.07
PDS-1CD135-40	P.07
PDS-1CD155-20	P.07
PDS-1CD155-30E	P.07
PDS-1CD155-30	P.07
PDS-1CD155-20E	P.07
PDS-1CD155-40	P.07
PDS-1CD175-20	P.07
PDS-1CD175-20E	P.07
PDS-1CD175-30	P.07
PDS-1CD175-30E	P.07
PDS-1CD175-40	P.07
PDS-1CD330-20	P.07
PDS-1CD330-25	P.07
PDS-1CD330-30	P.07
PDS-1CD330-35	P.07
PDS-1D135-20	P.07
PDS-1D135-30	P.07
PDS-1D135-40	P.07
PDS-1D155-20	P.07
PDS-1D155-30	P.07
PDS-1D155-40	P.07
PDS-1D175-20	P.07
PDS-1D175-30	P.07
PDS-1D175-40	P.07
PDS-1D330-20	P.07
PDS-1D330-25	P.07
PDS-1D330-30	P.07
PDS-1D330-35	P.07
PDS-1MHC155-25	P.07
PDS-1MHC155-30	P.07
PDS-1MHC175-25	P.07
PDS-1MHC175-30	P.07
PDS-1MHCD110-30	P.03
PDS-1MHCD110-40	P.03
PDS-1MHCD130-30	P.03
PDS-1MHCD130-40	P.03
PDS-1MHD110-20	P.03
PDS-1MHD110-30	P.03
PDS-1MHD110-40	P.03
PDS-1MHD130-20	P.03
PDS-1MHD130-30	P.03
PDS-1MHD130-40	P.03

製品番号	ページ
PDS-1MHF110-25	P.04
PDS-1MHF110-30	P.04
PDS-1MHF130-25	P.04
PDS-1MHF130-30	P.04
PDS-1NCD135-20	P.07
PDS-1NCD135-30	P.07
PDS-1NCD135-40	P.07
PDS-1NCD155-20	P.07
PDS-1NCD155-30	P.07
PDS-1NCD155-40	P.07
PDS-1NCD175-20	P.07
PDS-1NCD175-30	P.07
PDS-1NCD175-40	P.07
PDS-1ND135-20	P.07
PDS-1ND135-30	P.07
PDS-1ND135-40	P.07
PDS-1ND155-20	P.07
PDS-1ND155-30	P.07
PDS-1ND155-40	P.07
PDS-1ND175-20	P.07
PDS-1ND175-30	P.07
PDS-1ND175-40	P.07
PDS-1RCD110-20	P.03
PDS-1RCD110-30	P.03
PDS-1RCD110-40	P.03
PDS-1RCD110-50	P.03
PDS-1RCD130-20	P.03
PDS-1RCD130-30	P.03
PDS-1RCD130-40	P.03
PDS-1RCD130-50	P.03
PDS-1RCD170-35	P.03
PDS-1RCD170-40	P.03
PDS-1RCD170-50	P.03
PDS-1RCD240-30	P.03
PDS-1RCD240-40	P.03
PDS-1RCD240-45	P.03
PDS-1RCD240-50	P.03
PDS-1RD110-20	P.03
PDS-1RD110-30	P.03
PDS-1RD110-40	P.03
PDS-1RD130-20	P.03
PDS-1RD130-30	P.03
PDS-1RD130-40	P.03
PDS-1RD170-35	P.03
PDS-1RD170-40	P.03
PDS-1RD240-30	P.03
PDS-1RD240-40	P.03
PDS-1RD240-45	P.03
PDS-1RD240-50	P.03

製品番号	ページ
PDS-1RF110-30	P.04
PDS-1RF110-40	P.04
PDS-1RF130-30	P.04
PDS-1RF130-40	P.04
PDS-1RF170-35	P.04
PDS-1RF170-40	P.04
PDS-1RF240-40	P.04
PDS-1RTCD110-45	P.03
PDS-1RTCD130-45	P.03
PDS-1RTD110-45	P.03
PDS-1RTD130-45	P.03
PDS-2AES-50	P.10
PDS-2AES-60	P.10
PDS-2AES-75	P.10
PDS-2AMS-50	P.10
PDS-2AMS-60	P.10
PDS-2AMS-75	P.10
PDS-2AS-50	P.10
PDS-2AS-60	P.10
PDS-2AS-75	P.10
PDS-2AUL-50	P.06
PDS-2AUL-60	P.06
PDS-2AUL-75	P.06
PDS-2BCDUL-30	P.05
PDS-2BCDUL-50	P.05
PDS-2BES-40	P.10
PDS-2BES-60	P.10
PDS-2BMS-40	P.10
PDS-2BMS-60	P.10
PDS-2BS-40	P.10
PDS-2BS-60	P.10
PDS-2CBES-20	P.09
PDS-2CBES-30	P.09
PDS-2CBES-40	P.09
PDS-2CBES-50	P.09
PDS-2CBES-60	P.09
PDS-2CBES-70	P.09
PDS-2CBL-20	P.09
PDS-2CBL-30	P.09
PDS-2CBL-40	P.09
PDS-2CBL-50	P.09
PDS-2CBL-60	P.09
PDS-2CBL-70	P.09
PDS-2CBM-20	P.09
PDS-2CBM-30	P.09
PDS-2CBM-40	P.09
PDS-2CBM-50	P.09
PDS-2CBM-60	P.09
PDS-2CBM-70	P.09
PDS-2CBMS-20	P.09

製品番号	ページ
PDS-2CBMS-30	P.09
PDS-2CBMS-40	P.09
PDS-2CBMS-50	P.09
PDS-2CBMS-60	P.09
PDS-2CBMS-70	P.09
PDS-2CBS-20	P.09
PDS-2CBS-30	P.09
PDS-2CBS-40	P.09
PDS-2CBS-50	P.09
PDS-2CBS-60	P.09
PDS-2CBS-70	P.09
PDS-2CDES-10	P.08
PDS-2CDES-10E	P.08
PDS-2CDES-15	P.08
PDS-2CDES-15E	P.08
PDS-2CDES-20	P.08
PDS-2CDES-30	P.08
PDS-2CDES-40	P.08
PDS-2CDES-50	P.08
PDS-2CDES-60	P.08
PDS-2CDES-70	P.08
PDS-2CDL-20	P.08
PDS-2CDL-20E	P.08
PDS-2CDL-30	P.08
PDS-2CDL-30E	P.08
PDS-2CDL-40	P.08
PDS-2CDL-40E	P.08
PDS-2CDL-50	P.08
PDS-2CDL-50E	P.08
PDS-2CDL-60	P.08
PDS-2CDL-70	P.08
PDS-2CDM-20	P.08
PDS-2CDM-20E	P.08
PDS-2CDM-30	P.08
PDS-2CDM-30E	P.08
PDS-2CDM-40	P.08
PDS-2CDM-40E	P.08
PDS-2CDM-50	P.08
PDS-2CDM-50E	P.08
PDS-2CDM-60	P.08
PDS-2CDM-70	P.08
PDS-2CDMS-10	P.08
PDS-2CDMS-15	P.08
PDS-2CDMS-20	P.08
PDS-2CDMS-30	P.08
PDS-2CDMS-40	P.08
PDS-2CDMS-50	P.08
PDS-2CDMS-60	P.08
PDS-2CDMS-70	P.08
PDS-2CDS-10	P.08

製品番号	ページ
PDS-2CDS-15	P.08
PDS-2CDS-20	P.08
PDS-2CDS-20E	P.08
PDS-2CDS-30	P.08
PDS-2CDS-30E	P.08
PDS-2CDS-40	P.08
PDS-2CDS-40E	P.08
PDS-2CDS-50	P.08
PDS-2CDS-50E	P.08
PDS-2CDS-60	P.08
PDS-2CDS-70	P.08
PDS-2CES-10	P.09
PDS-2CES-20	P.09
PDS-2CES-30	P.09
PDS-2CES-40	P.09
PDS-2CES-50	P.09
PDS-2CES-60	P.09
PDS-2CES-70	P.09
PDS-2CL-20	P.09
PDS-2CL-30	P.09
PDS-2CL-40	P.09
PDS-2CL-50	P.09
PDS-2CL-60	P.09
PDS-2CL-70	P.09
PDS-2CM-10	P.09
PDS-2CM-20	P.09
PDS-2CM-30	P.09
PDS-2CM-40	P.09
PDS-2CM-50	P.09
PDS-2CM-60	P.09
PDS-2CM-70	P.09
PDS-2CMS-10	P.09
PDS-2CMS-20	P.09
PDS-2CMS-30	P.09
PDS-2CMS-40	P.09
PDS-2CMS-50	P.09
PDS-2CMS-60	P.09
PDS-2CMS-70	P.09
PDS-2CS-10	P.09
PDS-2CS-20	P.09
PDS-2CS-30	P.09
PDS-2CS-40	P.09
PDS-2CS-50	P.09
PDS-2CS-60	P.09
PDS-2CS-70	P.09
PDS-2CYL-50	P.10
PDS-2CYL-60	P.10
PDS-2CYUL-50	P.06
PDS-2CYUL-60	P.06
PDS-2DES-06	P.08

製品番号	ページ
PDS-2DES-10	P.08
PDS-2DES-15	P.08
PDS-2DES-20	P.08
PDS-2DES-30	P.08
PDS-2DES-40	P.08
PDS-2DES-50	P.08
PDS-2DES-60	P.08
PDS-2DES-70	P.08
PDS-2DL-20	P.08
PDS-2DL-30	P.08
PDS-2DL-40	P.08
PDS-2DL-50	P.08
PDS-2DL-60	P.08
PDS-2DL-70	P.08
PDS-2DM-10	P.08
PDS-2DM-20	P.08
PDS-2DM-30	P.08
PDS-2DM-40	P.08
PDS-2DM-50	P.08
PDS-2DM-60	P.08
PDS-2DM-70	P.08
PDS-2DMS-06	P.08
PDS-2DMS-10	P.08
PDS-2DMS-15	P.08
PDS-2DMS-20	P.08
PDS-2DMS-30	P.08
PDS-2DMS-40	P.08
PDS-2DMS-50	P.08
PDS-2DMS-60	P.08
PDS-2DMS-70	P.08
PDS-2DS-06	P.08
PDS-2DS-10	P.08
PDS-2DS-15	P.08
PDS-2DS-20	P.08
PDS-2DS-30	P.08
PDS-2DS-40	P.08
PDS-2DS-50	P.08
PDS-2DS-60	P.08
PDS-2DS-70	P.08
PDS-2ECDES-30	P.08
PDS-2ECDES-40	P.08
PDS-2ECDES-50	P.08
PDS-2ECDES-60	P.08
PDS-2ECDL-30	P.08
PDS-2ECDL-40	P.08
PDS-2ECDL-50	P.08
PDS-2ECDL-60	P.08
PDS-2ECDM-30	P.08
PDS-2ECDM-40	P.08
PDS-2ECDM-50	P.08

製品番号	ページ
PDS-2ECDM-60	P.08
PDS-2ECDMS-30	P.08
PDS-2ECDMS-40	P.08
PDS-2ECDMS-50	P.08
PDS-2ECDMS-60	P.08
PDS-2ECDMS-70	P.08
PDS-2ECDS-30	P.08
PDS-2ECDS-40	P.08
PDS-2ECDS-50	P.08
PDS-2ECDS-60	P.08
PDS-2EES-40	P.10
PDS-2EES-60	P.10
PDS-2EFUL-40	P.06
PDS-2EFUL-60	P.06
PDS-2EMS-40	P.10
PDS-2EMS-60	P.10
PDS-2ES-40	P.10
PDS-2ES-60	P.10
PDS-2FES-12	P.10
PDS-2FES-16	P.10
PDS-2FES-21	P.10
PDS-2FMS-12	P.10
PDS-2FMS-16	P.10
PDS-2FMS-21	P.10
PDS-2FS-12	P.10
PDS-2FS-16	P.10
PDS-2FS-21	P.10
PDS-2LES-11	P.10
PDS-2LES-26	P.10
PDS-2LMS-11	P.10
PDS-2LMS-26	P.10
PDS-2LS-11	P.10
PDS-2LS-26	P.10
PDS-2MHCDUL-20	P.05
PDS-2MHCDUL-30	P.05
PDS-2MHCDUL-40	P.05
PDS-2MHFUL-18	P.06
PDS-2MHFUL-22	P.06
PDS-2MHFUL-30	P.06
PDS-2NES-18	P.09
PDS-2NES-22	P.09
PDS-2NES-30	P.09
PDS-2NL-18	P.09
PDS-2NL-22	P.09
PDS-2NL-30	P.09
PDS-2NM-18	P.09
PDS-2NM-22	P.09
PDS-2NM-30	P.09
PDS-2NMS-18	P.09
PDS-2NMS-22	P.09

製品番号	ページ
PDS-2NMS-30	P.09
PDS-2NS-18	P.09
PDS-2NS-22	P.09
PDS-2NS-30	P.09
PDS-2PES-60	P.10
PDS-2PMS-60	P.10
PDS-2PS-60	P.10
PDS-2QEUL-30	P.06
PDS-2QEUL-40	P.06
PDS-2QEUL-50	P.06
PDS-2QEUL-60	P.06
PDS-2RCDUL-10	P.05
PDS-2RCDUL-15	P.05
PDS-2RCDUL-20	P.05
PDS-2RCDUL-25	P.05
PDS-2RCDUL-30	P.05
PDS-2RCDUL-40	P.05
PDS-2RCDUL-50	P.05
PDS-2RCDUL-60	P.05
PDS-2RCDUL-70	P.05
PDS-2RDUL-06	P.05
PDS-2RDUL-20	P.05
PDS-2RDUL-25	P.05
PDS-2RDUL-30	P.05
PDS-2RDUL-35	P.05
PDS-2RDUL-40	P.05
PDS-2RDUL-50	P.05
PDS-2RDUL-60	P.05
PDS-2RECDUL-30	P.05
PDS-2RECDUL-40	P.05
PDS-2RECDUL-50	P.05
PDS-2RECDUL-60	P.05
PDS-2RECDUL-70	P.05
PDS-2RES-13	P.10
PDS-2RFUL-10	P.06
PDS-2RFUL-15	P.06
PDS-2RFUL-20	P.06
PDS-2RFUL-25	P.06
PDS-2RFUL-30	P.06
PDS-2RFUL-35	P.06
PDS-2RFUL-40	P.06
PDS-2RFUL-50	P.06
PDS-2RFUL-60	P.06
PDS-2RFUL-70	P.06
PDS-2RFUL-88	P.06
PDS-2RMS-13	P.10
PDS-2RSCDUL-30	P.05
PDS-2RSCDUL-40	P.05
PDS-2RSCDUL-50	P.05
PDS-2RSCDUL-60	P.05

索引

製品番号	ページ
PDS-2RUL-13	P.06
PDS-2SCDES-30	P.09
PDS-2SCDES-40	P.09
PDS-2SCDES-50	P.09
PDS-2SCDES-60	P.09
PDS-2SCDL-30	P.09
PDS-2SCDL-40	P.09
PDS-2SCDL-50	P.09
PDS-2SCDL-60	P.09
PDS-2SCDM-30	P.09
PDS-2SCDM-40	P.09
PDS-2SCDM-50	P.09
PDS-2SCDM-60	P.09
PDS-2SCDMS-30	P.09
PDS-2SCDMS-40	P.09
PDS-2SCDMS-50	P.09
PDS-2SCDMS-60	P.09
PDS-2SCDS-30	P.09
PDS-2SCDS-40	P.09
PDS-2SCDS-50	P.09
PDS-2SCDS-60	P.09
PDS-2TD-10	P.11
PDS-2TD-15	P.11
PDS-2TD-20	P.11
PDS-2WES-10	P.10
PDS-2WES-12	P.10
PDS-2WES-15	P.10
PDS-2WMS-10	P.10
PDS-2WMS-12	P.10
PDS-2WMS-15	P.10
PDS-2WS-10	P.10
PDS-2WS-12	P.10
PDS-2WS-15	P.10
PDS-2WUL-10	P.06
PDS-2WUL-12	P.06
PDS-2WUL-15	P.06
PDS-3CDL-20	P.11
PDS-3CDL-30	P.11
PDS-3CDL-30E	P.11
PDS-3CDL-40	P.11
PDS-3CDL-40E	P.11
PDS-3CDL-50	P.11
PDS-3CDL-50E	P.11
PDS-3CDL-60	P.11
PDS-3CDL-70	P.11
PDS-3CDM-20	P.11
PDS-3CDM-30	P.11
PDS-3CDM-30E	P.11
PDS-3CDM-40	P.11
PDS-3CDM-40E	P.11

製品番号	ページ
PDS-3CDM-50	P.11
PDS-3CDM-50E	P.11
PDS-3CDM-60	P.11
PDS-3CDM-70	P.11
PDS-3CDS-20	P.11
PDS-3CDS-30	P.11
PDS-3CDS-40	P.11
PDS-3CDS-50	P.11
PDS-3CDS-60	P.11
PDS-3CDS-70	P.11
PDS-3CL-20	P.11
PDS-3CL-30	P.11
PDS-3CL-40	P.11
PDS-3CL-50	P.11
PDS-3CL-60	P.11
PDS-3CL-70	P.11
PDS-3CM-10	P.11
PDS-3CM-20	P.11
PDS-3CM-30	P.11
PDS-3CM-40	P.11
PDS-3CM-50	P.11
PDS-3CM-60	P.11
PDS-3CM-70	P.11
PDS-3CS-10	P.11
PDS-3CS-20	P.11
PDS-3CS-30	P.11
PDS-3CS-40	P.11
PDS-3CS-50	P.11
PDS-3CS-60	P.11
PDS-3CS-70	P.11
PDS-3DL-20	P.11
PDS-3DL-20E	P.11
PDS-3DL-30	P.11
PDS-3DL-40	P.11
PDS-3DL-50	P.11
PDS-3DL-60	P.11
PDS-3DL-70	P.11
PDS-3DM-10	P.11
PDS-3DM-20	P.11
PDS-3DM-20E	P.11
PDS-3DM-30	P.11
PDS-3DM-40	P.11
PDS-3DM-50	P.11
PDS-3DM-60	P.11
PDS-3DM-70	P.11
PDS-3DS-10	P.11
PDS-3DS-20	P.11
PDS-3DS-30	P.11
PDS-3DS-40	P.11
PDS-3DS-50	P.11

製品番号	ページ
PDS-3DS-60	P.11
PDS-3DS-70	P.11
PDS-3MCS-CB16	P.12
PDS-3MCS-CB30	P.12
PDS-3MCS-DD254	P.12
PDS-3NL-18	P.11
PDS-3NL-22	P.11
PDS-3NL-30	P.11
PDS-3NM-18	P.11
PDS-3NM-22	P.11
PDS-3NM-30	P.11
PDS-3NS-18	P.11
PDS-3NS-22	P.11
PDS-3NS-30	P.11
PDS-CRA-L	P.12
PDS-CRA-M	P.12
PDS-CRA-P	P.12
PDS-OSC-422	P.16
PDS-OSC-432	P.16
PDS-RE-4023	P.13
PDS-RE-4023E	P.13
PDS-RE-4028	P.13
PDS-RE-4028E	P.13
PDS-RE-4114	P.13
PDS-RE-4127	P.13
PDS-RE-4217	P.13
PDS-RE-4223	P.13
PDS-RE-6127	P.13
PDS-RE-R011	P.14
PDS-RE-R012	P.14
PDS-RE-R111	P.14
PDS-RE-R112	P.14
PDS-ROU-L	P.12
PDS-ROU-M	P.12
PDS-ROU-P	P.12
PDS-SO-411	P.15
PDS-SO-412	P.15
PDS-SO-422	P.15
PDS-SO-431	P.15
PDS-SO-432	P.15
PDS-SO-433	P.15
PDS-SO-441	P.15
PDS-SO-442	P.15
PDS-SO-452	P.15
PDS-SO-453	P.15
PDS-SO-632	P.15
PDS-SO-642	P.15
PDS-SO-653	P.15
PDS-WSP-L	P.12
PDS-WSP-M	P.12

製造販売元

株式会社ナカニシ

〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL: 0289-90-0210 FAX: 0289-64-3890

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」「添付文書」をお読みください。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

Create it 