


**Primado Series**  
Cutting Accessories




**NSK**

# Attachment/Bur Compatibility Table




## スリムアタッチメント300

スリムチューブ		バー	
製品番号	種類	製品番号*	識別ライン
P300-1T110 P300-1T110-C P300-1T110-PB	110	PDS-1□□110-□□	
P300-1T130 P300-1T130-C P300-1T130-PB	130	PDS-1□□130-□□	
P300-1T170	170	PDS-1□□170-□□	
P300-1T240	240	PDS-1□□240-□□	






## スタンダードアタッチメント300

アタッチメント		バー	
製品番号	種類	製品番号*	識別ライン
P300-2S10 P300-2S20 P300-2S40 P300-2S60 P300-2S80	ユニバーサル レングス	PDS-2□□UL-□□	
P300-2A10 P300-2A20 P300-2A40 P300-2A60 P300-2A80			




## スリムアタッチメント200/スーパースリムアタッチメント200

アタッチメント		バー	
製品番号	種類	製品番号*	識別ライン
P200-1A135	L	PDS-1□□135-□□	
P200-1A155 P200-1A155-C	EL	PDS-1□□155-□□	
P200-1A175 P200-1A175-C	SL	PDS-1□□175-□□	
P200-RA330 P200-RA330-L	SPL	PDS-1□□330-□□	識別ラインなし

## スタンダードアタッチメント200

アタッチメント		バー	
製品番号	種類	製品番号*	識別ライン
P200-2SMS P200-2AMS	MS	PDS-2□□MS-□□	
P200-2SES P200-2AES	ES	PDS-2□□ES-□□	
P200-2SS P200-2AS	S	PDS-2□□S-□□	
P200-2SM P200-2AM	M	PDS-2□□M-□□	
P200-2SL P200-2AL	L	PDS-2□□L-□□	

## ハイスピードアタッチメント200

アタッチメント		バー	
製品番号	種類	製品番号*	識別ライン
P200-3GAS	S	PDS-3□□S-□□	
P200-3GAM	M	PDS-3□□M-□□	
P200-3GAL	L	PDS-3□□L-□□	

\*□は製品番号に含まれるアルファベットまたは数字を示しています。

# Contents

お手持ちのアタッチメントシリーズから適応するカッティングアクセサリーを検索することができます。

スリムアタッチメント300	P300-1AHS P300-1AHA	P300-1T110 P300-1T110-C P300-1T110-PB	P300-1T130 P300-1T130-C P300-1T130-PB	P300-1T170 P300-1T240	
スタンダードアタッチメント300	P300-2S10 P300-2S20 P300-2S40	P300-2S60 P300-2S80	P300-2A10 P300-2A20 P300-2A40	P300-2A60 P300-2A80	
スリムアタッチメント200	P200-1A135 P200-1A155 P200-1A175	P200-1A155-C P200-1A175-C			
スーパースリムアタッチメント200 スーパースリムアタッチメント	P200-RA330 P200-RA330-L	PD-RA330 PD-RA330-L			
スタンダードアタッチメント200 スタンダードアタッチメント	P200-2SMS P200-2SES P200-2SS	P200-2SM P200-2SL	P200-2AMS P200-2AES P200-2AS	P200-2AM P200-2AL PD-2SES PD-2SS PD-2SM	PD-2AES PD-2AS PD-2AM PD-2AL
ドリルアタッチメント200 ドリルアタッチメント	P200-2SD	PD-2SD PD-2AD			
ハイスピードアタッチメント200	P200-3GAS P200-3GAM P200-3GAL				
クラニオトームアタッチメント200 クラニオトームアタッチメント	P200-CRA P200-CRD-P P200-CRD-M P200-CRD-L	P200-RCRD-P P200-RCRD-M P200-RCRD-L	PD-CRA PD-CRD-P PD-CRD-M PD-CRD-L		
メタルカッティングアタッチメント200	P200-3MC				
レシプロケーティングソーアタッチメント	P200-REC	PD-SA-R			
サジタルソーアタッチメント	P200-SAG	PD-SA-S			
オシレートソーアタッチメント	P200-OSC				

# Rotary Instruments

## スリムアタッチメント300用バー

### 1ラウンドダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ			
	110	130	170	240
2.0	PDS-1RD110-20	PDS-1RD130-20	—	—
3.0	PDS-1RD110-30	PDS-1RD130-30	—	PDS-1RD240-30
3.5	—	—	PDS-1RD170-35	—
4.0	PDS-1RD110-40	PDS-1RD130-40	PDS-1RD170-40	PDS-1RD240-40
4.5	—	—	—	PDS-1RD240-45
5.0	—	—	PDS-1RD170-50	PDS-1RD240-50

### 1ラウンドコースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ			
	110	130	170	240
2.0	PDS-1RCD110-20	PDS-1RCD130-20	—	—
3.0	PDS-1RCD110-30	PDS-1RCD130-30	—	PDS-1RCD240-30
3.5	—	—	PDS-1RCD170-35	—
4.0	PDS-1RCD110-40	PDS-1RCD130-40	PDS-1RCD170-40	PDS-1RCD240-40
4.5	—	—	—	PDS-1RCD240-45
5.0	PDS-1RCD110-50	PDS-1RCD130-50	PDS-1RCD170-50	PDS-1RCD240-50

### 1マッチヘッドダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ	
	110	130
2.0	PDS-1MHD110-20	PDS-1MHD130-20
3.0	PDS-1MHD110-30	PDS-1MHD130-30
4.0	PDS-1MHD110-40	PDS-1MHD130-40

### 1マッチヘッドコースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ	
	110	130
3.0	PDS-1MHCD110-30	PDS-1MHCD130-30
4.0	PDS-1MHCD110-40	PDS-1MHCD130-40

### 1RTダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ	
	110	130
4.5	PDS-1RTD110-45	PDS-1RTD130-45

### 1RTコースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ	
	110	130
4.5	PDS-1RTCD110-45	PDS-1RTCD130-45

# Rotary Instruments

## スリムアタッチメント300用バー

### 1ラウンドフルーテッドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ			
	110	130	170	240
3.0	PDS-1RF110-30	PDS-1RF130-30	—	—
3.5	—	—	PDS-1RF170-35	—
4.0	PDS-1RF110-40	PDS-1RF130-40	PDS-1RF170-40	PDS-1RF240-40

### 1マッチヘッドフルーテッドバー



ヘッドサイズ (mm)	スリムチューブ	
	110	130
2.5	PDS-1MHF110-25	PDS-1MHF130-25
3.0	PDS-1MHF110-30	PDS-1MHF130-30

# Rotary Instruments

## スタンダードアタッチメント300用バー

2ラウンドダイヤモンドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
0.6	PDS-2RDUL-06
2.0	PDS-2RDUL-20
2.5	PDS-2RDUL-25
3.0	PDS-2RDUL-30
3.5	PDS-2RDUL-35
4.0	PDS-2RDUL-40
5.0	PDS-2RDUL-50
6.0	PDS-2RDUL-60

2ラウンドコースダイヤモンドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
1.0	PDS-2RCDUL-10
1.5	PDS-2RCDUL-15
2.0	PDS-2RCDUL-20
2.5	PDS-2RCDUL-25
3.0	PDS-2RCDUL-30
4.0	PDS-2RCDUL-40
5.0	PDS-2RCDUL-50
6.0	PDS-2RCDUL-60
7.0	PDS-2RCDUL-70

2ラウンドEコースダイヤモンドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
3.0	PDS-2RECDUL-30
4.0	PDS-2RECDUL-40
5.0	PDS-2RECDUL-50
6.0	PDS-2RECDUL-60
7.0	PDS-2RECDUL-70

2ラウンドSコースダイヤモンドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
3.0	PDS-2RSCDUL-30
4.0	PDS-2RSCDUL-40
5.0	PDS-2RSCDUL-50
6.0	PDS-2RSCDUL-60

2マッチヘッドコースダイヤモンドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
2.0	PDS-2MHCDUL-20
3.0	PDS-2MHCDUL-30
4.0	PDS-2MHCDUL-40

2パレルダイヤモンドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
3.0	PDS-2BCDUL-30
5.0	PDS-2BCDUL-50

# Rotary Instruments

## スタンダードアタッチメント300用バー

2ラウンドフルーテッドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
1.0	PDS-2RFUL-10
1.5	PDS-2RFUL-15
2.0	PDS-2RFUL-20
2.5	PDS-2RFUL-25
3.0	PDS-2RFUL-30
3.5	PDS-2RFUL-35
4.0	PDS-2RFUL-40
5.0	PDS-2RFUL-50
6.0	PDS-2RFUL-60
7.0	PDS-2RFUL-70
8.8	PDS-2RFUL-88

2クワッドエッジバーUL\*



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
3.0	PDS-2QEUL-30
4.0	PDS-2QEUL-40
5.0	PDS-2QEUL-50
6.0	PDS-2QEUL-60

2マッチヘッドフルーテッドバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
1.8	PDS-2MHFUL-18
2.2	PDS-2MHFUL-22
3.0	PDS-2MHFUL-30

2エッグフルーテッドバーUL




ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
4.0	PDS-2EFUL-40
6.0	PDS-2EFUL-60

2シリンダーバーUL



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
5.0	PDS-2CYUL-50
6.0	PDS-2CYUL-60

2エコーンバーUL\*



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
5.0	PDS-2AUL-50
6.0	PDS-2AUL-60
7.5	PDS-2AUL-75

2ルーターバーUL\*



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
1.3	PDS-2RUL-13

2ワイヤーバードリルUL\*



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	UL
1.0	PDS-2WUL-10
1.2	PDS-2WUL-12
1.5	PDS-2WUL-15

\*バーの露出長は調節できません

# Rotary Instruments

## スリムアタッチメント200用バー

### 1ダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	L	EL	SL
2.0	PDS-1D135-20	PDS-1D155-20	PDS-1D175-20
3.0	PDS-1D135-30	PDS-1D155-30	PDS-1D175-30
4.0	PDS-1D135-40	PDS-1D155-40	PDS-1D175-40

### 1コースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	L	EL	EL Extended	SL	SL Extended
2.0	PDS-1CD135-20	PDS-1CD155-20	PDS-1CD155-20E	PDS-1CD175-20	PDS-1CD175-20E
3.0	PDS-1CD135-30	PDS-1CD155-30	PDS-1CD155-30E	PDS-1CD175-30	PDS-1CD175-30E
4.0	PDS-1CD135-40	PDS-1CD155-40	—	PDS-1CD175-40	—

Extended バーの露出長が+6mmとなります

### 1ニューロダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	L	EL	SL
2.0	PDS-1ND135-20	PDS-1ND155-20	PDS-1ND175-20
3.0	PDS-1ND135-30	PDS-1ND155-30	PDS-1ND175-30
4.0	PDS-1ND135-40	PDS-1ND155-40	PDS-1ND175-40

### 1ニューロコースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	L	EL	SL
2.0	PDS-1NCD135-20	PDS-1NCD155-20	PDS-1NCD175-20
3.0	PDS-1NCD135-30	PDS-1NCD155-30	PDS-1NCD175-30
4.0	PDS-1NCD135-40	PDS-1NCD155-40	PDS-1NCD175-40

### 1ラウンドカuttingバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント	
	EL	SL
2.0	PDS-1C155-20	PDS-1C175-20
3.0	PDS-1C155-30	PDS-1C175-30
4.0	PDS-1C155-40	PDS-1C175-40

### 1マッチヘッドカuttingバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント	
	EL	SL
2.5	PDS-1MHC155-25	PDS-1MHC175-25
3.0	PDS-1MHC155-30	PDS-1MHC175-30

## スーパースリムアタッチメント200 スーパースリムアタッチメント用バー

### 1ダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	SPL
2.0	PDS-1D330-20
2.5	PDS-1D330-25
3.0	PDS-1D330-30
3.5	PDS-1D330-35

### 1コースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	SPL
2.0	PDS-1CD330-20
2.5	PDS-1CD330-25
3.0	PDS-1CD330-30
3.5	PDS-1CD330-35



# Rotary Instruments

## スタンダードアタッチメント200・スタンダードアタッチメント用バー

### 2ダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	MS	ES	S	M	L
0.6	PDS-2DMS-06	PDS-2DES-06	PDS-2DS-06	—	—
1.0	PDS-2DMS-10	PDS-2DES-10	PDS-2DS-10	PDS-2DM-10	—
1.5	PDS-2DMS-15	PDS-2DES-15	PDS-2DS-15	—	—
2.0	PDS-2DMS-20	PDS-2DES-20	PDS-2DS-20	PDS-2DM-20	PDS-2DL-20
3.0	PDS-2DMS-30	PDS-2DES-30	PDS-2DS-30	PDS-2DM-30	PDS-2DL-30
4.0	PDS-2DMS-40	PDS-2DES-40	PDS-2DS-40	PDS-2DM-40	PDS-2DL-40
5.0	PDS-2DMS-50	PDS-2DES-50	PDS-2DS-50	PDS-2DM-50	PDS-2DL-50
6.0	PDS-2DMS-60	PDS-2DES-60	PDS-2DS-60	PDS-2DM-60	PDS-2DL-60
7.0	PDS-2DMS-70	PDS-2DES-70	PDS-2DS-70	PDS-2DM-70	PDS-2DL-70

### 2コースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	MS	ES	S	M	L
1.0	PDS-2CDMS-10	PDS-2CDES-10	PDS-2CDS-10	—	—
1.5	PDS-2CDMS-15	PDS-2CDES-15	PDS-2CDS-15	—	—
2.0	PDS-2CDMS-20	PDS-2CDES-20	PDS-2CDS-20	PDS-2CDM-20	PDS-2CDL-20
3.0	PDS-2CDMS-30	PDS-2CDES-30	PDS-2CDS-30	PDS-2CDM-30	PDS-2CDL-30
4.0	PDS-2CDMS-40	PDS-2CDES-40	PDS-2CDS-40	PDS-2CDM-40	PDS-2CDL-40
5.0	PDS-2CDMS-50	PDS-2CDES-50	PDS-2CDS-50	PDS-2CDM-50	PDS-2CDL-50
6.0	PDS-2CDMS-60	PDS-2CDES-60	PDS-2CDS-60	PDS-2CDM-60	PDS-2CDL-60
7.0	PDS-2CDMS-70	PDS-2CDES-70	PDS-2CDS-70	PDS-2CDM-70	PDS-2CDL-70

### 2コースダイヤモンドバー / エクステンデッド



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント			
	ES Extended	S Extended	M Extended	L Extended
1.0	PDS-2CDES-10E	—	—	—
1.5	PDS-2CDES-15E	—	—	—
2.0	—	PDS-2CDS-20E	PDS-2CDM-20E	PDS-2CDL-20E
3.0	—	PDS-2CDS-30E	PDS-2CDM-30E	PDS-2CDL-30E
4.0	—	PDS-2CDS-40E	PDS-2CDM-40E	PDS-2CDL-40E
5.0	—	PDS-2CDS-50E	PDS-2CDM-50E	PDS-2CDL-50E

Extendedバーの露出長が+10mmとなります

### 2Eコースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	MS	ES	S	M	L
3.0	PDS-2ECDMS-30	PDS-2ECDES-30	PDS-2ECDS-30	PDS-2ECDM-30	PDS-2ECDL-30
4.0	PDS-2ECDMS-40	PDS-2ECDES-40	PDS-2ECDS-40	PDS-2ECDM-40	PDS-2ECDL-40
5.0	PDS-2ECDMS-50	PDS-2ECDES-50	PDS-2ECDS-50	PDS-2ECDM-50	PDS-2ECDL-50
6.0	PDS-2ECDMS-60	PDS-2ECDES-60	PDS-2ECDS-60	PDS-2ECDM-60	PDS-2ECDL-60
7.0	PDS-2ECDMS-70	—	—	—	—

# Rotary Instruments

## スタンダードアタッチメント200・スタンダードアタッチメント用バー

### 2Sコースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	MS	ES	S	M	L
3.0	PDS-2SCDMS-30	PDS-2SCDES-30	PDS-2SCDS-30	PDS-2SCDM-30	PDS-2SCDL-30
4.0	PDS-2SCDMS-40	PDS-2SCDES-40	PDS-2SCDS-40	PDS-2SCDM-40	PDS-2SCDL-40
5.0	PDS-2SCDMS-50	PDS-2SCDES-50	PDS-2SCDS-50	PDS-2SCDM-50	PDS-2SCDL-50
6.0	PDS-2SCDMS-60	PDS-2SCDES-60	PDS-2SCDS-60	PDS-2SCDM-60	PDS-2SCDL-60

### 2ラウンドカッティングバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	MS	ES	S	M	L
1.0	PDS-2CMS-10	PDS-2CES-10	PDS-2CS-10	PDS-2CM-10	—
2.0	PDS-2CMS-20	PDS-2CES-20	PDS-2CS-20	PDS-2CM-20	PDS-2CL-20
3.0	PDS-2CMS-30	PDS-2CES-30	PDS-2CS-30	PDS-2CM-30	PDS-2CL-30
4.0	PDS-2CMS-40	PDS-2CES-40	PDS-2CS-40	PDS-2CM-40	PDS-2CL-40
5.0	PDS-2CMS-50	PDS-2CES-50	PDS-2CS-50	PDS-2CM-50	PDS-2CL-50
6.0	PDS-2CMS-60	PDS-2CES-60	PDS-2CS-60	PDS-2CM-60	PDS-2CL-60
7.0	PDS-2CMS-70	PDS-2CES-70	PDS-2CS-70	PDS-2CM-70	PDS-2CL-70

### 2カーバイドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	MS	ES	S	M	L
2.0	PDS-2CBMS-20	PDS-2CBES-20	PDS-2CBS-20	PDS-2CBM-20	PDS-2CBL-20
3.0	PDS-2CBMS-30	PDS-2CBES-30	PDS-2CBS-30	PDS-2CBM-30	PDS-2CBL-30
4.0	PDS-2CBMS-40	PDS-2CBES-40	PDS-2CBS-40	PDS-2CBM-40	PDS-2CBL-40
5.0	PDS-2CBMS-50	PDS-2CBES-50	PDS-2CBS-50	PDS-2CBM-50	PDS-2CBL-50
6.0	PDS-2CBMS-60	PDS-2CBES-60	PDS-2CBS-60	PDS-2CBM-60	PDS-2CBL-60
7.0	PDS-2CBMS-70	PDS-2CBES-70	PDS-2CBS-70	PDS-2CBM-70	PDS-2CBL-70

### 2ニューロバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	MS	ES	S	M	L
1.8	PDS-2NMS-18	PDS-2NES-18	PDS-2NS-18	PDS-2NM-18	PDS-2NL-18
2.2	PDS-2NMS-22	PDS-2NES-22	PDS-2NS-22	PDS-2NM-22	PDS-2NL-22
3.0	PDS-2NMS-30	PDS-2NES-30	PDS-2NS-30	PDS-2NM-30	PDS-2NL-30

# Rotary Instruments

## スタンダードアタッチメント200・スタンダードアタッチメント用バー

### 2エッグバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	MS	ES	S
4.0	PDS-2EMS-40	PDS-2EES-40	PDS-2ES-40
6.0	PDS-2EMS-60	PDS-2EES-60	PDS-2ES-60

### 2バレルバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	MS	ES	S
4.0	PDS-2BMS-40	PDS-2BES-40	PDS-2BS-40
6.0	PDS-2BMS-60	PDS-2BES-60	PDS-2BS-60

### 2ピアーバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	MS	ES	S
6.0	PDS-2PMS-60	PDS-2PES-60	PDS-2PS-60

### 2シリンダーバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	L
5.0	PDS-2CYL-50
6.0	PDS-2CYL-60

### 2エコーンバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	MS	ES	S
5.0	PDS-2AMS-50	PDS-2AES-50	PDS-2AS-50
6.0	PDS-2AMS-60	PDS-2AES-60	PDS-2AS-60
7.5	PDS-2AMS-75	PDS-2AES-75	PDS-2AS-75

### 2ルーターバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント	
	MS	ES
1.3	PDS-2RMS-13	PDS-2RES-13

### 2リンデマンバー



刃長×ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	MS	ES	S
11×2.1	PDS-2LMS-11	PDS-2LES-11	PDS-2LS-11
26×2.3	PDS-2LMS-26	PDS-2LES-26	PDS-2LS-26

### 2フィッシャーバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	MS	ES	S
1.2	PDS-2FMS-12	PDS-2FES-12	PDS-2FS-12
1.6	PDS-2FMS-16	PDS-2FES-16	PDS-2FS-16
2.1	PDS-2FMS-21	PDS-2FES-21	PDS-2FS-21

### 2ワイヤーパストリル



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	MS	ES	S
1.0	PDS-2WMS-10	PDS-2WES-10	PDS-2WS-10
1.2	PDS-2WMS-12	PDS-2WES-12	PDS-2WS-12
1.5	PDS-2WMS-15	PDS-2WES-15	PDS-2WS-15

# Rotary Instruments

## ドリルアタッチメント200・ドリルアタッチメント用バー

### 2ツイストドリル



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	2SD/2AD
1.0	PDS-2TD-10
1.5	PDS-2TD-15
2.0	PDS-2TD-20

## ハイスピードアタッチメント200用バー

### 3ダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	S	M	M Extended	L	L Extended
1.0	PDS-3DS-10	PDS-3DM-10	—	—	—
2.0	PDS-3DS-20	PDS-3DM-20	PDS-3DM-20E	PDS-3DL-20	PDS-3DL-20E
3.0	PDS-3DS-30	PDS-3DM-30	—	PDS-3DL-30	—
4.0	PDS-3DS-40	PDS-3DM-40	—	PDS-3DL-40	—
5.0	PDS-3DS-50	PDS-3DM-50	—	PDS-3DL-50	—
6.0	PDS-3DS-60	PDS-3DM-60	—	PDS-3DL-60	—
7.0	PDS-3DS-70	PDS-3DM-70	—	PDS-3DL-70	—

Extended バーの露出長が+10mmとなります

### 3コースダイヤモンドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント				
	S	M	M Extended	L	L Extended
2.0	PDS-3CDS-20	PDS-3CDM-20	—	PDS-3CDL-20	—
3.0	PDS-3CDS-30	PDS-3CDM-30	PDS-3CDM-30E	PDS-3CDL-30	PDS-3CDL-30E
4.0	PDS-3CDS-40	PDS-3CDM-40	PDS-3CDM-40E	PDS-3CDL-40	PDS-3CDL-40E
5.0	PDS-3CDS-50	PDS-3CDM-50	PDS-3CDM-50E	PDS-3CDL-50	PDS-3CDL-50E
6.0	PDS-3CDS-60	PDS-3CDM-60	—	PDS-3CDL-60	—
7.0	PDS-3CDS-70	PDS-3CDM-70	—	PDS-3CDL-70	—

Extended バーの露出長が+10mmとなります

### 3ラウンドカuttingバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	S	M	L
1.0	PDS-3CS-10	PDS-3CM-10	—
2.0	PDS-3CS-20	PDS-3CM-20	PDS-3CL-20
3.0	PDS-3CS-30	PDS-3CM-30	PDS-3CL-30
4.0	PDS-3CS-40	PDS-3CM-40	PDS-3CL-40
5.0	PDS-3CS-50	PDS-3CM-50	PDS-3CL-50
6.0	PDS-3CS-60	PDS-3CM-60	PDS-3CL-60
7.0	PDS-3CS-70	PDS-3CM-70	PDS-3CL-70

### 3ニューロバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント		
	S	M	L
1.8	PDS-3NS-18	PDS-3NM-18	PDS-3NL-18
2.2	PDS-3NS-22	PDS-3NM-22	PDS-3NL-22
3.0	PDS-3NS-30	PDS-3NM-30	PDS-3NL-30

# Rotary Instruments

## クラニオトームアタッチメント200

### クラニオトームアタッチメント用バー

クラニオトーム用バー



アタッチメント		
P	M	L
PDS-CRA-P	PDS-CRA-M	PDS-CRA-L

ルーターバー



アタッチメント		
P	M	L
PDS-ROU-P	PDS-ROU-M	PDS-ROU-L

ウェーブスパイラルバー



アタッチメント	
M	L
PDS-WSP-M	PDS-WSP-L

## メタルカッティングアタッチメント200用バー

メタルカッティングカーバイドバー



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	3MC
1.6	PDS-3MCS-CB16



ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	3MC
3.0	PDS-3MCS-CB30

メタルカッティングダイヤモンドディスク




ヘッドサイズ (mm)	アタッチメント
	3MC
25.4	PDS-3MCS-DD254

# Saw Blades


## レシプロブレード

スケール:1/1



PDS-RE-4023


刃長	23.4 mm
厚み	0.38 mm



PDS-RE-4023E


刃長	23.4 mm
厚み	0.38 mm

**Extended** シャンクの露出長が+10mm  
となります



PDS-RE-4028


刃長	28.0 mm
厚み	0.38 mm



PDS-RE-4028E


刃長	28.0 mm
厚み	0.38 mm

**Extended** シャンクの露出長が+10mm  
となります




PDS-RE-4114

刃長	14.5 mm
厚み	0.4 mm




PDS-RE-4127

刃長	27.0 mm
厚み	0.4 mm




PDS-RE-4217

刃長	17.5 mm
厚み	0.4 mm



PDS-RE-4223

刃長	23.0 mm
厚み	0.4 mm




PDS-RE-6127

刃長	27.0 mm
厚み	0.6 mm

# Rasps

## レシプロラスプ


スケール:1/1



**PDS-RE-R011**

・ストレートカット


刃長	11.0mm
厚み	5.5mm



**PDS-RE-R012**

・ストレートカット


刃長	13.0mm
厚み	7.0mm



**PDS-RE-R111**

・クロスカット

刃長	11.0mm
厚み	5.3mm



**PDS-RE-R112**


・クロスカット

刃長	13.0mm
厚み	7.0mm

# Saw Blades


## S/Oブレード

スケール:1/1




PDS-SO-411

有効長	11.5 mm
幅	5.5 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-442

有効長	25.0 mm
幅	9.3 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-412

有効長	11.5 mm
幅	9.0 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-452

有効長	31.0 mm
幅	9.0 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-422

有効長	15.0 mm
幅	7.0 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-453

有効長	39.0 mm
幅	13.2 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-431

有効長	18.0 mm
幅	5.5 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-632

有効長	18.0 mm
幅	9.0 mm
厚み	0.6 mm




PDS-SO-432

有効長	18.0 mm
幅	9.0 mm
厚み	0.4 mm




PDS-SO-642

有効長	25.0 mm
幅	9.3 mm
厚み	0.6 mm




PDS-SO-433

有効長	18.5 mm
幅	16.5 mm
厚み	0.4 mm



PDS-SO-653

有効長	39.0 mm
幅	13.2 mm
厚み	0.6 mm



PDS-SO-441



有効長	25.0 mm
幅	5.5 mm
厚み	0.4 mm



# Saw Blades



## 口腔内ブレード

スケール:1/1



PDS-OSC-422\*

有効長	7.0 mm
幅	11.5 mm
厚み	0.4 mm



PDS-OSC-432\*

有効長	12.0 mm
幅	11.5 mm
厚み	0.4 mm

\*口腔内ブレードの取付にはPD-OSC-Aが必要です

# 索引

製品番号	ページ
PDS-1C155-20	P.07
PDS-1C155-30	P.07
PDS-1C155-40	P.07
PDS-1C175-20	P.07
PDS-1C175-30	P.07
PDS-1C175-40	P.07
PDS-1CD135-20	P.07
PDS-1CD135-30	P.07
PDS-1CD135-40	P.07
PDS-1CD155-20	P.07
PDS-1CD155-30E	P.07
PDS-1CD155-30	P.07
PDS-1CD155-20E	P.07
PDS-1CD155-40	P.07
PDS-1CD175-20	P.07
PDS-1CD175-20E	P.07
PDS-1CD175-30	P.07
PDS-1CD175-30E	P.07
PDS-1CD175-40	P.07
PDS-1CD330-20	P.07
PDS-1CD330-25	P.07
PDS-1CD330-30	P.07
PDS-1CD330-35	P.07
PDS-1D135-20	P.07
PDS-1D135-30	P.07
PDS-1D135-40	P.07
PDS-1D155-20	P.07
PDS-1D155-30	P.07
PDS-1D155-40	P.07
PDS-1D175-20	P.07
PDS-1D175-30	P.07
PDS-1D175-40	P.07
PDS-1D330-20	P.07
PDS-1D330-25	P.07
PDS-1D330-30	P.07
PDS-1D330-35	P.07
PDS-1MHC155-25	P.07
PDS-1MHC155-30	P.07
PDS-1MHC175-25	P.07
PDS-1MHC175-30	P.07
PDS-1MHCD110-30	P.03
PDS-1MHCD110-40	P.03
PDS-1MHCD130-30	P.03
PDS-1MHCD130-40	P.03
PDS-1MHD110-20	P.03
PDS-1MHD110-30	P.03
PDS-1MHD110-40	P.03
PDS-1MHD130-20	P.03
PDS-1MHD130-30	P.03
PDS-1MHD130-40	P.03

製品番号	ページ
PDS-1MHF110-25	P.04
PDS-1MHF110-30	P.04
PDS-1MHF130-25	P.04
PDS-1MHF130-30	P.04
PDS-1NCD135-20	P.07
PDS-1NCD135-30	P.07
PDS-1NCD135-40	P.07
PDS-1NCD155-20	P.07
PDS-1NCD155-30	P.07
PDS-1NCD155-40	P.07
PDS-1NCD175-20	P.07
PDS-1NCD175-30	P.07
PDS-1NCD175-40	P.07
PDS-1ND135-20	P.07
PDS-1ND135-30	P.07
PDS-1ND135-40	P.07
PDS-1ND155-20	P.07
PDS-1ND155-30	P.07
PDS-1ND155-40	P.07
PDS-1ND175-20	P.07
PDS-1ND175-30	P.07
PDS-1ND175-40	P.07
PDS-1RCD110-20	P.03
PDS-1RCD110-30	P.03
PDS-1RCD110-40	P.03
PDS-1RCD110-50	P.03
PDS-1RCD130-20	P.03
PDS-1RCD130-30	P.03
PDS-1RCD130-40	P.03
PDS-1RCD130-50	P.03
PDS-1RCD170-35	P.03
PDS-1RCD170-40	P.03
PDS-1RCD170-50	P.03
PDS-1RCD240-30	P.03
PDS-1RCD240-40	P.03
PDS-1RCD240-45	P.03
PDS-1RCD240-50	P.03
PDS-1RD110-20	P.03
PDS-1RD110-30	P.03
PDS-1RD110-40	P.03
PDS-1RD130-20	P.03
PDS-1RD130-30	P.03
PDS-1RD130-40	P.03
PDS-1RD170-35	P.03
PDS-1RD170-40	P.03
PDS-1RD170-50	P.03
PDS-1RD240-30	P.03
PDS-1RD240-40	P.03
PDS-1RD240-45	P.03
PDS-1RD240-50	P.03

製品番号	ページ
PDS-1RF110-30	P.04
PDS-1RF110-40	P.04
PDS-1RF130-30	P.04
PDS-1RF130-40	P.04
PDS-1RF170-35	P.04
PDS-1RF170-40	P.04
PDS-1RF240-40	P.04
PDS-1RTCD110-45	P.03
PDS-1RTCD130-45	P.03
PDS-1RTD110-45	P.03
PDS-1RTD130-45	P.03
PDS-2AES-50	P.10
PDS-2AES-60	P.10
PDS-2AES-75	P.10
PDS-2AMS-50	P.10
PDS-2AMS-60	P.10
PDS-2AMS-75	P.10
PDS-2AS-50	P.10
PDS-2AS-60	P.10
PDS-2AS-75	P.10
PDS-2AUL-50	P.06
PDS-2AUL-60	P.06
PDS-2AUL-75	P.06
PDS-2BCDUL-30	P.05
PDS-2BCDUL-50	P.05
PDS-2BES-40	P.10
PDS-2BES-60	P.10
PDS-2BMS-40	P.10
PDS-2BMS-60	P.10
PDS-2BS-40	P.10
PDS-2BS-60	P.10
PDS-2CBES-20	P.09
PDS-2CBES-30	P.09
PDS-2CBES-40	P.09
PDS-2CBES-50	P.09
PDS-2CBES-60	P.09
PDS-2CBES-70	P.09
PDS-2CBL-20	P.09
PDS-2CBL-30	P.09
PDS-2CBL-40	P.09
PDS-2CBL-50	P.09
PDS-2CBL-60	P.09
PDS-2CBL-70	P.09
PDS-2CBM-20	P.09
PDS-2CBM-30	P.09
PDS-2CBM-40	P.09
PDS-2CBM-50	P.09
PDS-2CBM-60	P.09
PDS-2CBM-70	P.09
PDS-2CBMS-20	P.09

製品番号	ページ
PDS-2CBMS-30	P.09
PDS-2CBMS-40	P.09
PDS-2CBMS-50	P.09
PDS-2CBMS-60	P.09
PDS-2CBMS-70	P.09
PDS-2CBS-20	P.09
PDS-2CBS-30	P.09
PDS-2CBS-40	P.09
PDS-2CBS-50	P.09
PDS-2CBS-60	P.09
PDS-2CBS-70	P.09
PDS-2CDES-10	P.08
PDS-2CDES-10E	P.08
PDS-2CDES-15	P.08
PDS-2CDES-15E	P.08
PDS-2CDES-20	P.08
PDS-2CDES-30	P.08
PDS-2CDES-40	P.08
PDS-2CDES-50	P.08
PDS-2CDES-60	P.08
PDS-2CDES-70	P.08
PDS-2CDL-20	P.08
PDS-2CDL-20E	P.08
PDS-2CDL-30	P.08
PDS-2CDL-30E	P.08
PDS-2CDL-40	P.08
PDS-2CDL-40E	P.08
PDS-2CDL-50	P.08
PDS-2CDL-50E	P.08
PDS-2CDL-60	P.08
PDS-2CDL-70	P.08
PDS-2CDM-20	P.08
PDS-2CDM-20E	P.08
PDS-2CDM-30	P.08
PDS-2CDM-30E	P.08
PDS-2CDM-40	P.08
PDS-2CDM-40E	P.08
PDS-2CDM-50	P.08
PDS-2CDM-50E	P.08
PDS-2CDM-60	P.08
PDS-2CDM-70	P.08
PDS-2CDMS-10	P.08
PDS-2CDMS-15	P.08
PDS-2CDMS-20	P.08
PDS-2CDMS-30	P.08
PDS-2CDMS-40	P.08
PDS-2CDMS-50	P.08
PDS-2CDMS-60	P.08
PDS-2CDMS-70	P.08
PDS-2CDS-10	P.08

製品番号	ページ
PDS-2CDS-15	P.08
PDS-2CDS-20	P.08
PDS-2CDS-20E	P.08
PDS-2CDS-30	P.08
PDS-2CDS-30E	P.08
PDS-2CDS-40	P.08
PDS-2CDS-40E	P.08
PDS-2CDS-50	P.08
PDS-2CDS-50E	P.08
PDS-2CDS-60	P.08
PDS-2CDS-70	P.08
PDS-2CES-10	P.09
PDS-2CES-20	P.09
PDS-2CES-30	P.09
PDS-2CES-40	P.09
PDS-2CES-50	P.09
PDS-2CES-60	P.09
PDS-2CES-70	P.09
PDS-2CL-20	P.09
PDS-2CL-30	P.09
PDS-2CL-40	P.09
PDS-2CL-50	P.09
PDS-2CL-60	P.09
PDS-2CL-70	P.09
PDS-2CM-10	P.09
PDS-2CM-20	P.09
PDS-2CM-30	P.09
PDS-2CM-40	P.09
PDS-2CM-50	P.09
PDS-2CM-60	P.09
PDS-2CM-70	P.09
PDS-2CMS-10	P.09
PDS-2CMS-20	P.09
PDS-2CMS-30	P.09
PDS-2CMS-40	P.09
PDS-2CMS-50	P.09
PDS-2CMS-60	P.09
PDS-2CMS-70	P.09
PDS-2CS-10	P.09
PDS-2CS-20	P.09
PDS-2CS-30	P.09
PDS-2CS-40	P.09
PDS-2CS-50	P.09
PDS-2CS-60	P.09
PDS-2CS-70	P.09
PDS-2CYL-50	P.10
PDS-2CYL-60	P.10
PDS-2CYUL-50	P.06
PDS-2CYUL-60	P.06
PDS-2DES-06	P.08

製品番号	ページ
PDS-2DES-10	P.08
PDS-2DES-15	P.08
PDS-2DES-20	P.08
PDS-2DES-30	P.08
PDS-2DES-40	P.08
PDS-2DES-50	P.08
PDS-2DES-60	P.08
PDS-2DES-70	P.08
PDS-2DL-20	P.08
PDS-2DL-30	P.08
PDS-2DL-40	P.08
PDS-2DL-50	P.08
PDS-2DL-60	P.08
PDS-2DL-70	P.08
PDS-2DM-10	P.08
PDS-2DM-20	P.08
PDS-2DM-30	P.08
PDS-2DM-40	P.08
PDS-2DM-50	P.08
PDS-2DM-60	P.08
PDS-2DM-70	P.08
PDS-2DMS-06	P.08
PDS-2DMS-10	P.08
PDS-2DMS-15	P.08
PDS-2DMS-20	P.08
PDS-2DMS-30	P.08
PDS-2DMS-40	P.08
PDS-2DMS-50	P.08
PDS-2DMS-60	P.08
PDS-2DMS-70	P.08
PDS-2DS-06	P.08
PDS-2DS-10	P.08
PDS-2DS-15	P.08
PDS-2DS-20	P.08
PDS-2DS-30	P.08
PDS-2DS-40	P.08
PDS-2DS-50	P.08
PDS-2DS-60	P.08
PDS-2DS-70	P.08
PDS-2ECDES-30	P.08
PDS-2ECDES-40	P.08
PDS-2ECDES-50	P.08
PDS-2ECDES-60	P.08
PDS-2ECDL-30	P.08
PDS-2ECDL-40	P.08
PDS-2ECDL-50	P.08
PDS-2ECDL-60	P.08
PDS-2ECDM-30	P.08
PDS-2ECDM-40	P.08
PDS-2ECDM-50	P.08

製品番号	ページ
PDS-2ECDM-60	P.08
PDS-2ECDMS-30	P.08
PDS-2ECDMS-40	P.08
PDS-2ECDMS-50	P.08
PDS-2ECDMS-60	P.08
PDS-2ECDMS-70	P.08
PDS-2ECDS-30	P.08
PDS-2ECDS-40	P.08
PDS-2ECDS-50	P.08
PDS-2ECDS-60	P.08
PDS-2EES-40	P.10
PDS-2EES-60	P.10
PDS-2EFUL-40	P.06
PDS-2EFUL-60	P.06
PDS-2EMS-40	P.10
PDS-2EMS-60	P.10
PDS-2ES-40	P.10
PDS-2ES-60	P.10
PDS-2FES-12	P.10
PDS-2FES-16	P.10
PDS-2FES-21	P.10
PDS-2FMS-12	P.10
PDS-2FMS-16	P.10
PDS-2FMS-21	P.10
PDS-2FS-12	P.10
PDS-2FS-16	P.10
PDS-2FS-21	P.10
PDS-2LES-11	P.10
PDS-2LES-26	P.10
PDS-2LMS-11	P.10
PDS-2LMS-26	P.10
PDS-2LS-11	P.10
PDS-2LS-26	P.10
PDS-2MHCDUL-20	P.05
PDS-2MHCDUL-30	P.05
PDS-2MHCDUL-40	P.05
PDS-2MHFUL-18	P.06
PDS-2MHFUL-22	P.06
PDS-2MHFUL-30	P.06
PDS-2NES-18	P.09
PDS-2NES-22	P.09
PDS-2NES-30	P.09
PDS-2NL-18	P.09
PDS-2NL-22	P.09
PDS-2NL-30	P.09
PDS-2NM-18	P.09
PDS-2NM-22	P.09
PDS-2NM-30	P.09
PDS-2NMS-18	P.09
PDS-2NMS-22	P.09

製品番号	ページ
PDS-2NMS-30	P.09
PDS-2NS-18	P.09
PDS-2NS-22	P.09
PDS-2NS-30	P.09
PDS-2PES-60	P.10
PDS-2PMS-60	P.10
PDS-2PS-60	P.10
PDS-2QEUL-30	P.06
PDS-2QEUL-40	P.06
PDS-2QEUL-50	P.06
PDS-2QEUL-60	P.06
PDS-2RCDUL-10	P.05
PDS-2RCDUL-15	P.05
PDS-2RCDUL-20	P.05
PDS-2RCDUL-25	P.05
PDS-2RCDUL-30	P.05
PDS-2RCDUL-40	P.05
PDS-2RCDUL-50	P.05
PDS-2RCDUL-60	P.05
PDS-2RCDUL-70	P.05
PDS-2RDUL-06	P.05
PDS-2RDUL-20	P.05
PDS-2RDUL-25	P.05
PDS-2RDUL-30	P.05
PDS-2RDUL-35	P.05
PDS-2RDUL-40	P.05
PDS-2RDUL-50	P.05
PDS-2RDUL-60	P.05
PDS-2RECDUL-30	P.05
PDS-2RECDUL-40	P.05
PDS-2RECDUL-50	P.05
PDS-2RECDUL-60	P.05
PDS-2RECDUL-70	P.05
PDS-2RES-13	P.10
PDS-2RFUL-10	P.06
PDS-2RFUL-15	P.06
PDS-2RFUL-20	P.06
PDS-2RFUL-25	P.06
PDS-2RFUL-30	P.06
PDS-2RFUL-35	P.06
PDS-2RFUL-40	P.06
PDS-2RFUL-50	P.06
PDS-2RFUL-60	P.06
PDS-2RFUL-70	P.06
PDS-2RFUL-88	P.06
PDS-2RMS-13	P.10
PDS-2RSCDUL-30	P.05
PDS-2RSCDUL-40	P.05
PDS-2RSCDUL-50	P.05
PDS-2RSCDUL-60	P.05

# 索引

製品番号	ページ
PDS-2RUL-13	P.06
PDS-2SCDES-30	P.09
PDS-2SCDES-40	P.09
PDS-2SCDES-50	P.09
PDS-2SCDES-60	P.09
PDS-2SCDL-30	P.09
PDS-2SCDL-40	P.09
PDS-2SCDL-50	P.09
PDS-2SCDL-60	P.09
PDS-2SCDM-30	P.09
PDS-2SCDM-40	P.09
PDS-2SCDM-50	P.09
PDS-2SCDM-60	P.09
PDS-2SCDMS-30	P.09
PDS-2SCDMS-40	P.09
PDS-2SCDMS-50	P.09
PDS-2SCDMS-60	P.09
PDS-2SCDS-30	P.09
PDS-2SCDS-40	P.09
PDS-2SCDS-50	P.09
PDS-2SCDS-60	P.09
PDS-2TD-10	P.11
PDS-2TD-15	P.11
PDS-2TD-20	P.11
PDS-2WES-10	P.10
PDS-2WES-12	P.10
PDS-2WES-15	P.10
PDS-2WMS-10	P.10
PDS-2WMS-12	P.10
PDS-2WMS-15	P.10
PDS-2WS-10	P.10
PDS-2WS-12	P.10
PDS-2WS-15	P.10
PDS-2WUL-10	P.06
PDS-2WUL-12	P.06
PDS-2WUL-15	P.06
PDS-3CDL-20	P.11
PDS-3CDL-30	P.11
PDS-3CDL-30E	P.11
PDS-3CDL-40	P.11
PDS-3CDL-40E	P.11
PDS-3CDL-50	P.11
PDS-3CDL-50E	P.11
PDS-3CDL-60	P.11
PDS-3CDL-70	P.11
PDS-3CDM-20	P.11
PDS-3CDM-30	P.11
PDS-3CDM-30E	P.11
PDS-3CDM-40	P.11
PDS-3CDM-40E	P.11

製品番号	ページ
PDS-3CDM-50	P.11
PDS-3CDM-50E	P.11
PDS-3CDM-60	P.11
PDS-3CDM-70	P.11
PDS-3CDS-20	P.11
PDS-3CDS-30	P.11
PDS-3CDS-40	P.11
PDS-3CDS-50	P.11
PDS-3CDS-60	P.11
PDS-3CDS-70	P.11
PDS-3CL-20	P.11
PDS-3CL-30	P.11
PDS-3CL-40	P.11
PDS-3CL-50	P.11
PDS-3CL-60	P.11
PDS-3CL-70	P.11
PDS-3CM-10	P.11
PDS-3CM-20	P.11
PDS-3CM-30	P.11
PDS-3CM-40	P.11
PDS-3CM-50	P.11
PDS-3CM-60	P.11
PDS-3CM-70	P.11
PDS-3CS-10	P.11
PDS-3CS-20	P.11
PDS-3CS-30	P.11
PDS-3CS-40	P.11
PDS-3CS-50	P.11
PDS-3CS-60	P.11
PDS-3CS-70	P.11
PDS-3DL-20	P.11
PDS-3DL-20E	P.11
PDS-3DL-30	P.11
PDS-3DL-40	P.11
PDS-3DL-50	P.11
PDS-3DL-60	P.11
PDS-3DL-70	P.11
PDS-3DM-10	P.11
PDS-3DM-20	P.11
PDS-3DM-20E	P.11
PDS-3DM-30	P.11
PDS-3DM-40	P.11
PDS-3DM-50	P.11
PDS-3DM-60	P.11
PDS-3DM-70	P.11
PDS-3DS-10	P.11
PDS-3DS-20	P.11
PDS-3DS-30	P.11
PDS-3DS-40	P.11
PDS-3DS-50	P.11

製品番号	ページ
PDS-3DS-60	P.11
PDS-3DS-70	P.11
PDS-3MCS-CB16	P.12
PDS-3MCS-CB30	P.12
PDS-3MCS-DD254	P.12
PDS-3NL-18	P.11
PDS-3NL-22	P.11
PDS-3NL-30	P.11
PDS-3NM-18	P.11
PDS-3NM-22	P.11
PDS-3NM-30	P.11
PDS-3NS-18	P.11
PDS-3NS-22	P.11
PDS-3NS-30	P.11
PDS-CRA-L	P.12
PDS-CRA-M	P.12
PDS-CRA-P	P.12
PDS-OSC-422	P.16
PDS-OSC-432	P.16
PDS-RE-4023	P.13
PDS-RE-4023E	P.13
PDS-RE-4028	P.13
PDS-RE-4028E	P.13
PDS-RE-4114	P.13
PDS-RE-4127	P.13
PDS-RE-4217	P.13
PDS-RE-4223	P.13
PDS-RE-6127	P.13
PDS-RE-R011	P.14
PDS-RE-R012	P.14
PDS-RE-R111	P.14
PDS-RE-R112	P.14
PDS-ROU-L	P.12
PDS-ROU-M	P.12
PDS-ROU-P	P.12
PDS-SO-411	P.15
PDS-SO-412	P.15
PDS-SO-422	P.15
PDS-SO-431	P.15
PDS-SO-432	P.15
PDS-SO-433	P.15
PDS-SO-441	P.15
PDS-SO-442	P.15
PDS-SO-452	P.15
PDS-SO-453	P.15
PDS-SO-632	P.15
PDS-SO-642	P.15
PDS-SO-653	P.15
PDS-WSP-L	P.12
PDS-WSP-M	P.12





---

製造販売元

**株式会社ナカニシ**

〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700

TEL: 0289-90-0210 FAX: 0289-64-3890

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」「添付文書」をお読みください。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

Create it 