

Slim Attachment

Appropriate for MIS
biportal endoscopic spine surgeries




Primado Series

スリムアタッチメント 200

Enhanced Accessibility and Durability

灌流下手術でのニーズに対応するため スリーブベアリングを搭載

- 先端部の細径化により手術部位への視認性と操作性が向上
- シンプルな構造により灌流下手術後の故障発生リスクを低減



製品名	製品番号	バーガード寸法 (mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)
スリムアタッチメント200 (155/U)	P200-1A155-U	Φ2.1-3.3×L100.8	80,000

*同梱製品: スリム/ スーパースリムアタッチメント200用レンチ (P200-1ARA-W)

適合するモーターハンドピース/カuttingアクセサリー

	製品番号 P200-SMH-S プリマド2スリムモーターハンドピースショート		1ダイヤモンドバー ヘッドサイズ (mm) 2.0/3.0/4.0
	製品番号 P200-SMH プリマド2スリムモーターハンドピース		1コースダイヤモンドバー ヘッドサイズ (mm) 2.0/3.0/4.0
	製品番号 P200-SMH-HS プリマド2スリムモーターハンドピース (HS) ・ハンドスイッチタイプ		1ニューロダイヤモンドバー ヘッドサイズ (mm) 2.0/3.0/4.0
	製品番号 PDA-SMH プリマドエアスリムモーター		1ラウンドカuttingバー ヘッドサイズ (mm) 2.0/3.0/4.0
	製品番号 PDA-SMH-HS プリマドエアスリムモーター (HS) ・ハンドスイッチタイプ		1ニューロコースダイヤモンドバー ヘッドサイズ (mm) 2.0/3.0/4.0
			1マッチヘッドカuttingバー ヘッドサイズ (mm) 2.5/3.0

販売名	認証/届出番号	一般の名称	クラス分類
スリムアタッチメント200	09B2X00016000130	手術用ドリルアタッチメント	一般医療機器
プリマド2	223ALBZX00026000	電動式骨手術器械	管理医療機器
プリマド エア	09B2X00016000144	エア式骨手術器械	一般医療機器
NSK 滅菌済バー・ドリル	222ALBZX00010000	単回使用整形外科用バー	管理医療機器

製造販売元

株式会社ナカニシ www.nsk-surgery.com

〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700

TEL: 0289-90-0210 FAX: 0289-64-3890

本製品は灌流下で行う内視鏡下手術において使用する医療機器です。詳しくは、取扱説明書や添付文書をご確認ください。

PR-M0132v1 2024.10.11.02.PP