


Waved Spiral Bur

Cutting Accessory for the Craniotome Attachment



Primado Series

ウェーブドスパイラルバー

◎ ウェーブ形状による
切削抵抗の低減



◎ 独自の刃形状により
切削速度を35%向上
※ クラニオトーム用バーPDS-CRA-M
との社内比較テスト



ウェーブドスパイラルバー
PDS-WSP

クラニオトーム用バー
PDS-CRA

対応製品

デュラガード200(ミディアム用)



製品番号
P200-CRD-M

デュラガード200(ロング用)



製品番号
P200-CRD-L

クラニオトームアタッチメント200



製品番号
P200-CRA

ローテータブルデュラガード200(ミディアム用)



製品番号
P200-RCRD-M

ローテータブルデュラガード200(ロング用)



製品番号
P200-RCRD-L

販売名: クラニオトームアタッチメント200
届出番号: 09B2X00016000127

デュラガード200(ミディアム用)



製品番号
PD-CRD-M

デュラガード(ロング用)



製品番号
PD-CRD-L

クラニオトームアタッチメント(PD-CRD-M付)



製品番号
PD-CRA

販売名: クラニオトームハンドピース PD-CRA
届出番号: 09B2X00016000105



製品名	製品番号	サイズ	アタッチメント
ウェーブドスパイラルバー (ミディアム用)	PDS-WSP-M	ミディアム	for P200-CRA P200-CRD-M/P200-RCRD-M PD-CRA/PD-CRD-M
ウェーブドスパイラルバー (ロング用)	PDS-WSP-L	ロング	for P200-CRA P200-CRD-L/P200-RCRD-L PD-CRA/PD-CRD-L

販売名: NSK 滅菌済バー・ドリル
認証番号: 222ALBZX00010000

製造販売元

株式会社ナカニシ www.nsk-surgery.com
〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL: 0289-90-0210 FAX: 0289-64-3890

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」「添付文書」をお読みください。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

PR-M0121 v2 2024-02-01.02.PP